

# Premix Taq<sup>®</sup> Version 2.0

## 使用说明书

TaKaRa Code: D331A

●包装量: 500 µl × 6 支。

50 µl 的 PCR 反应体系 120 次量, 每次使用 25 µl。

### ●制品说明

本制品是 PCR 反应用的 DNA Polymerase、Buffer、dNTP Mixture 的 2 倍浓度的混合物。DNA Polymerase 使用了性能良好的 *TaKaRa Taq*。使用时, 只需在制品溶液中加入模板和引物便可进行 PCR 反应, 大大地简化了操作过程, 减少了 PCR 操作过程中的污染。本制品扩增性能好, 保存稳定性强。

使用本制品扩增得到的 PCR 产物 3' 端附有一个“A”碱基, 因此可直接克隆于 T-Vector 中。

### ●Premix 溶液组成

<i>TaKaRa Taq</i>	1.25 U/25 µl
dNTP Mixture	2 × conc.; 各 0.4 mM
PCR Buffer	2 × conc.; 3 mM Mg <sup>2+</sup>

●保存温度: -20°C

4°C 保存三个月制品性能稳定, 使用频率高时一旦融解后请于 4°C 保存, 使用时请颠倒混匀。尽量避免多次反复冻融。

### ●用途

PCR 法扩增 DNA。

### ●PCR 反应性能

- 1) 以 λ DNA 为模板, 可以很好地扩增 8 kbp 的 DNA 片段。
- 2) 以人基因组 DNA 为模板, 可很好地扩增 3 kbp (p53 基因) 的 DNA 片段。

### ●PCR 反应液配制

<i>Premix Taq</i>	25 µl
模板*	X µl
引物 1 (20 µM)	1 µl
引物 2 (20 µM)	1 µl
灭菌蒸馏水	Up to 50 µl

\*【50 µl PCR 反应体系中模板 DNA 推荐使用量】

人基因组 DNA	0.1 µg ~ 1 µg
大肠杆菌基因组 DNA	10 ng ~ 100 ng
λ DNA	0.5 ng ~ 5 ng
质粒 DNA	0.1 ng ~ 10 ng

### ●PCR 反应条件

3 Step PCR


94°C	30 sec	} 30 Cycles
55°C or 60°C	30 sec	
72°C	1 min/kbp	

2 Step PCR

98°C	10 sec	} 30 Cycles
68°C	1 min/kbp*	

注) PCR 反应条件视模板、引物等的结构条件不同而各异。在实际操作中需根据模板、目的片段的大小、碱基序列和引物的长短等具体情况, 设定最佳的反应条件 (温度、时间等)。

### ●实验例



### ●注意事项

PCR 反应液请在冰中配制, 然后置于 PCR 反应仪上进行 PCR 反应。这种冷启动法 (Cool Start Method) 可增强 PCR 扩增的特异性, 减少 PCR 过程中的非特异性反应, 能得到良好的 PCR 结果。